



Disposable Gloves

Model: LD01/LD09T/LDT09/LD09E/LD49



Konformitätserklärung und vollständige Dokumentation:
Declaration of conformity and complete documentation:
Déclaration de conformité et documentation complète:
Dichiarazione di conformità e documentazione completa:
Declaración de conformidad y documentación completa:
Verklaring van overeenstemming en volledige documentatie:
Deklaracja zgodności i pełna dokumentacja:
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

PSA-Konformitätsbewertungsstelle:
PPE Conformity Assessment Body:
Organisme évaluation conformité EPI:
Organismo valutazione conformità DPI:
Organismo Evaluación Conformidad EPI:
PBM-conformiteitsbeoordelingsinstantie:
Jednostka oceniająca zgodność i środków ochrony
indywidualnej: **Notified body:**
SATRA Technology Europe Ltd (2777)
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin 15015 YN2P Ireland
Certificate: 2777/12152-03/E10-01

DE

Dies sind unsterile Schutzhandschuhe, die zum Schutz vor gefährlichen Stoffen und Infektionserregern bestimmt sind. **Diese Produkte fallen unter die Kategorie III der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung in der für Großbritannien geltenden Fassung.**

Die Konformität mit dieser Verordnung wurde durch die folgenden harmonisierten/anerkannten Normen nachgewiesen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 und EN ISO 374-4:2019. Die Ergebnisse der Degradationsprüfung zeigen die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Einwirkung der Testchemikalien. EN ISO 374-5:2016: Die Durchstoßfestigkeit wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich ausschließlich auf das getestete Exemplar.

Verwendung und Warnhinweise: Diese Informationen geben nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterschiede zwischen Gemischen und Reinsubstanzen wieder. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben der Handfläche ermittelt und bezieht sich ausschließlich auf die getestete Chemikalie. Bei Verwendung eines Gemisches kann die Schutzdauer abweichen. Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Zweck zu prüfen, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Materialermüdung von der Typprüfung abweichen können. Im Gebrauch können Schutzhandschuhe aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegenüber gefährlichen Chemikalien bieten. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Materialermüdung durch Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich reduzieren. Bei ätzenden Chemikalien ist die Materialermüdung der wichtigste Faktor bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe. Prüfen Sie die Handschuhe vor Gebrauch auf Mängel oder Beschädigungen.

Anlegen: Wählen Sie die passende Handschuhgröße und verwenden Sie keine beschädigten oder fehlerhaften Handschuhe. Nehmen Sie einen Handschuh am Bündchen aus der Schachtel und ziehen Sie ihn an die andere Hand. Nehmen Sie einen weiteren Handschuh aus der Schachtel, an dem sich bereits ein Handschuh befindet, und ziehen Sie ihn an die andere Hand.

Ausziehen: Ziehen Sie einen Handschuh von der Stulpe bis zur Mitte der Handfläche ab. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Handschuh, indem Sie ihn dabei auf links drehen. Halten Sie beide Handschuhe so, dass sie die kontaminierte Wand nicht berühren, und entsorgen Sie sie gemäß den Umweltvorschriften. Die Handschuhe bieten keinen mechanischen Schutz. Das Produkt entspricht FDA 21 CFR und ist für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Website:
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

EN

These are non-sterile protective gloves, intended for use when there is a need for protection against dangerous substances and infective agents. **These products are classed as Category III Personal Protective Equipment (PPE) by the PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.**

They have been shown to comply with this regulation through the Harmonised / Designated Standard(s): EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 and EN ISO 374-4:2019. Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemicals EN ISO 374-5:2016. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

Use and Warning: This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the work place may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect of imperfections.

Donning: Select the appropriate size glove & don't use damaged gloves or imperfections. Remove one glove from the box by the cuff and place on the opposite hand. Remove a further glove from the box with the hand wearing a glove and put onto the other hand.

Doffing: Slide one glove off down to mid-palm from the cuff, repeat with the second glove turning the glove inside out. Hold both gloves without touching the contaminated wall & dispose them according to the environment requirement. The gloves have no mechanical protection. The product complies with FDA 21C.F.R Safe for food use.

The EU Declaration of Conformity could be found on website:
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

FR

Il s'agit de gants de protection non stériles, destinés à être utilisés lorsqu'une protection contre les substances dangereuses et les agents infectieux est nécessaire. **Ces produits sont classés comme équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie III conformément au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, tel que modifié pour s'appliquer au Royaume-Uni.**

Ils sont conformes à ce règlement selon les normes harmonisées/désignées suivantes : EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 et EN ISO 374-4:2019. Les résultats de dégradation indiquent l'évolution de la résistance à la perforation des gants après exposition aux substances chimiques de test. EN ISO 374-5:2016 : La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et concerne uniquement l'échantillon testé.

Utilisation et avertissement: Ces informations ne tiennent pas compte de la durée réelle de protection sur le lieu de travail ni de la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume et ne concerne que le produit chimique testé. Elle peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles du test, notamment en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. En usage, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre au produit chimique dangereux en raison de modifications de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation due au contact avec le produit chimique, etc., peuvent réduire considérablement leur durée d'utilisation réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. Avant utilisation, inspectez les gants afin de détecter tout défaut ou imperfection.

Enfilage: Choisissez la taille de gant appropriée et n'utilisez pas de gants endommagés ou présentant des imperfections. Sortez un gant de la boîte par le poignet et enflevez-le sur l'autre main. Retirez un gant supplémentaire de la boîte, enflevez-le sur l'autre main.

Retrait: Faites glisser un gant jusqu'au milieu de la paume, en partant du poignet. Répétez l'opération avec le deuxième gant en le retournant. Tenez les deux gants à distance de la surface contaminée et éliminez-les conformément à la réglementation environnementale. Ces gants n'offrent aucune protection mécanique. Ce produit est conforme à la norme FDA 21 CFR relative à l'utilisation alimentaire.

La déclaration de conformité UE est disponible sur le site web :
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

IT

Si tratta di guanti protettivi non sterili, destinati all'uso in caso di necessità di protezione da sostanze pericolose e agenti infettivi. **Questi prodotti sono classificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di Categoria III dal Regolamento DPI (UE) 2016/425 e dal Regolamento DPI (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, come modificato per essere applicato in Gran Bretagna.**

La loro conformità a tale regolamento è stata dimostrata attraverso le seguenti Norme Armonizzate/ Designate: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 e EN ISO 374-4:2019. I risultati di degradazione indicano la variazione della resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alle sostanze chimiche di sfida. EN ISO 374-5:2016: La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.

Utilizzo e avvertenze: queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro né la distinzione tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati esclusivamente dal palmo della mano e si riferisce esclusivamente alla sostanza chimica testata. Può variare se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, poiché le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle del test di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione. Una volta utilizzati, i guanti protettivi possono offrire una minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose a causa di variazioni delle proprietà fisiche. Movimenti, impigliamenti, sfregamenti, degradazione causati dal contatto con la sostanza chimica, ecc. possono ridurre significativamente la durata effettiva di utilizzo. Per le sostanze chimiche corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti alle sostanze chimiche. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per verificare la presenza di eventuali difetti o imperfezioni.

Come indossare: selezionare la taglia appropriata e non utilizzare guanti danneggiati o imperfezioni. Estrarre un guanto dalla scatola prendendolo per il polsino e indossarlo sulla mano opposta. Estrarre un altro guanto dalla scatola con la mano che indossa il guanto e indossarlo sull'altra mano.

Come togliere: far scorrere un guanto dal polsino fino a metà palmo, ripetere l'operazione con il secondo guanto capovolgendolo. Tenere entrambi i guanti senza toccare la parete contaminata e smaltirli secondo le normative ambientali. I guanti non offrono protezione meccanica. Il prodotto è conforme alla norma FDA 21C.F.R. Sicuro per l'uso alimentare.

La Dichiarazione di Conformità UE è disponibile sul sito web:
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

Estos guantes de protección no estériles están diseñados para su uso cuando se requiere protección contra sustancias peligrosas y agentes infecciosos. **Estos productos están clasificados como Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI y el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI, en su versión modificada para su aplicación en Gran Bretaña.**

Su cumplimiento con este reglamento se ha demostrado mediante las siguientes normas armonizadas/ designadas: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019. Los resultados de degradación indican la variación en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición a las sustancias químicas de prueba. EN ISO 374-5:2016: La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra analizada.

Uso y advertencia: Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma de la mano y se refiere únicamente a la sustancia química analizada. Puede ser diferente si la sustancia química se utiliza en una mezcla. Se recomienda comprobar que los guantes sean adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Al utilizar guantes de protección, estos pueden ofrecer menor resistencia a la sustancia química peligrosa debido a cambios en sus propiedades físicas. Movimientos, enganches, rozaduras y degradación causada por el contacto con la sustancia química, etc., pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de sustancias químicas corrosivas, la degradación puede ser el factor más importante a considerar al seleccionar guantes resistentes a productos químicos. Antes de usar, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección.

Colocación: Seleccione la talla de guante adecuada y no utilice guantes dañados ni con imperfecciones. Retire un guante de la caja por el puño y colóquelo en la mano opuesta. Saque otro guante de la caja con la mano que lo lleva puesto y colóquelo en la otra.

Retirada: Deslice un guante hasta la mitad de la palma desde el puño y repita con el segundo guante, dándole la vuelta. Sujete ambos guantes sin tocar la superficie contaminada y deséchelos según las normas ambientales. Los guantes no tienen protección mecánica. El producto cumple con la norma FDA 21C.F.R. Seguro para uso alimentario.

La Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en el sitio web:
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

Dit zijn niet-steriele beschermende handschoenen, bedoeld voor gebruik wanneer bescherming tegen gevaarlijke stoffen en infectieuze agentia nodig is. **Deze producten vallen onder categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens de PBM-verordening (EU) 2016/425 en de PBM-verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gewijzigd voor toepassing in Groot-Brittannië.**

Ze voldoen aan deze verordening volgens de geharmoniseerde/aangewezen normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-4:2019. De degradatieresultaten geven de verandering in perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de testchemicaliën. EN ISO 374-5:2016: De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster.

Gebruik en waarschuwing: Deze informatie geeft niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek weer en maakt geen onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische bestendigheid is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld aan de hand van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Deze kan verschillen als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de typetest, afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder bescherming bieden tegen de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in fysische eigenschappen. Beweging, haken, wrijving, degradatie door contact met de chemische stof, enz. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Bij corrosieve chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn om rekening mee te houden bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen. Controleer de handschoenen vóór gebruik op eventuele defecten of onvolkomenheden.

Aantrekken: Kies de juiste maat handschoen en gebruik geen beschadigde of onvolkomen handschoenen. Haal één handschoen aan de manchet uit de doos en trek deze aan de andere hand aan. Haal nog een handschoen uit de doos met de hand die al een handschoen draagt en trek deze aan de andere hand.

Uittrekken: Schuif één handschoen vanaf de boord tot halverwege de handpalm naar beneden. Herhaal dit met de tweede handschoen en keer deze binnenstebuiten. Houd beide handschoenen vast zonder de besmette muur aan te raken en gooi ze weg volgens de milieuvorschriften. De handschoenen bieden geen mechanische bescherming. Het product voldoet aan FDA 21C.F.R. Veilig voor gebruik met levensmiddelen.

De EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de website:
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

Są to niejałowe rękawice ochronne przeznaczone do stosowania w przypadku konieczności ochrony przed substancjami niebezpiecznymi i czynnikami zakaźnymi. **Produkty te są klasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej kategorii III (PPE) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, ze zmianami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.**

Wykazano ich zgodność z tym rozporządzeniem poprzez zharmonizowane/wyznaczone normy: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-4:2019 Wyniki degradacji wskazują na zmianę odporności rękawic na przebicie po narażeniu na działanie substancji chemicznych stanowiących zagrożenie EN ISO 374-5:2016: Odporność na przebicie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie badanej próbki.

Użytkowanie i ostrzeżenia: Niniejsze informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy ani rozróżnienia między mieszaninami a czystymi substancjami chemicznymi. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych z dłoni i odnosi się wyłącznie do badanej substancji chemicznej. Może się różnić, jeśli substancja chemiczna jest używana w mieszaninie. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków badania typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. Użyte rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepianie, ocieranie, degradacja spowodowana kontaktem z substancją chemiczną itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku substancji chemicznych powodujących korozję degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych na działanie substancji chemicznych. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych wad lub niedoskonałości.

Zakładanie: Wybierz odpowiedni rozmiar rękawic i nie używaj rękawic uszkodzonych ani z niedoskonałościami. Wyjmij jedną rękawicę z pudełka za mankiet i załóż na drugą rękę. Wyjmij kolejną rękawiczkę z pudełka ręką, w której masz rękawiczkę, i załóż ją na drugą rękę.

Zdejmowanie: Zsuń jedną rękawiczkę do połowy dłoni od mankietu, powtórz czynność z drugą rękawiczką, odwracając rękawiczkę na lewą stronę. Trzymaj obie rękawice, nie dotykając zanieczyszczonej powierzchni, i zutylizuj je zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Rękawice nie posiadają ochrony mechanicznej. Produkt jest zgodny z normą FDA 21C.F.R. Nadaje się do kontaktu z żywnością.

Deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej:
<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

Manufactured by:
LANON Protection Technology Co., Ltd
Suite T1–2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Distributed by:
LANON Protection LLC
2275 Huntington Dr., PO BOX 810, SAN MARINO, CA, 91108, USA
LANON is a registered trademark of LANON Protection LLC.
Email: info@lanonpro.com

L/NON
PROTECTION
www.lanonpro.com

UK	REP	EU&MJCM LTD R.487 5 Brayford Square, London, England, E1 0SG scrakin911@gmail.com MJCM SARL 78 avenue des Champs Elysees Bureau 326,PARIS,FR mjcm 190928@gmail.com
EC	REP	